

MOLIBDENIANY

Zakres 0 – 100 mg/l MoO₄

Uwagi	Bezpieczeństwo
Proszę przeczytać przed przystąpieniem do analiz.	Zwracaj uwagę na znaki bezpieczeństwa na butelkach z odczynnikami (piktogramy).
Włóż do komparatora odpowiednią dysk w zależności od wymaganego zakresu.	Podczas wykonywania jakichkolwiek testów z użyciem odczynników żrących, szkodliwych lub drażniących należy nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.
Podczas używania komparatora należy trzymać go w kierunku dobrego źródła światła dziennego/ sztucznego.	Nie spożywać.

Dodaj po 10 ml próbki do dwóch kuwet (patrz Uwaga 1) Umieść jedną kuwetę w lewej części komparatora	Dodaj 10 kropli F6/Molibdeniany HR do drugiej kuwety. Zamknij kuwetę i wymieszaj	Odstaw na 5 min. Badaną próbkę umieść po prawej stronie komparatora	Obracaj dysk, aż do uzyskania zgodności kolorów. Odczytaj wynik
---	--	---	--



Molibdeniany (mg/l MoO₄)= wartość odczytana z dysku



Uwaga 1

Jeśli próbki są mętne, należy je przefiltrować (filtr 0,45µm) przed analizą.

Uwaga 2

Jeżeli uzyskana barwa przekracza zakres barw na dysku, analizę należy powtórzyć na rozcieńczonej próbce, mnożąc wynik przez współczynnik rozcieńczenia.